

素早く隔離し、クラスターを回避する

簡易陰圧ブース

HEPA
フィルター

脱臭

陰圧



問診、待機室としても利用できます

■陰圧隔離テントの条件
(米国CDC基準)



- ①循環回数: 12回以上/時間
- ②差圧(陰圧度): 2.5Pa以上

簡易陰圧ブースは
上記①②の条件を達成しています
(風量は中モード)

ウイルス感染の疑いがある患者が発生した場合に陰圧下の環境で隔離することができます。通常時、テントを場所を取らずに収納しておくことができます。

簡易陰圧ブースセット

メーカー希望小売価格 **595,000円(税別)**

※簡易隔離テント・HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能)のセットです。

簡易陰圧ブース
組み立て方法は
こちら! →




簡易陰圧テント KT-7
(骨組フレーム部
+テントビニール部)
メーカー希望小売価格
200,000円(税別)



オゾンエアクリア
eZ-100
メーカー希望小売価格
395,000円(税別)

■外形寸法(俯瞰図)

外形寸法: W2500mm×D1650mm×H1800mm



緊急時には、
人が集まるさまざまな場所で
必要になります。



オゾンエアクリア eZ-100なら
2つのHEPAフィルターで強力に除菌。
テント外へ汚染空気を逃がしません。

汚染空気
細菌、ウイルス、
花粉、PM2.5等

